



ТОВ «ХЛР»  
+38 067 814 05 00  
info@pmsd.com.ua

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

# Експрес-тест SARS-CoV-2 антиген (мазок з носоглотки/ротоглотки), 25 т/уп



Виробник: [Getein Biotech, Inc., Китай](#)  
Артикул: CG2061  
Наявність: Під замовлення  
Термін доставки: 45-60 днів

**Ціна – 5875 грн. за упаковку 25 тестів.**

НОВИЙ НАЙСУЧАСНІШИЙ експрес-тест (імунохроматографічний метод)  
(згідно з Наказом МОЗ № 2122 від 17.09.2020)

Швидкий тест для діагностики *in vitro*: Експрес-тест SARS-CoV-2 антиген (мазок з носоглотки/ротоглотки)

- чутливість: до 99.1% - специфічність: до 99.6% - точність: до 99.3%
- Виявлення збудника з першого дня появи симптомів!
- Швидкий результат вже через 10 хвилин
- Просте та доступне кожному використанню. Всі реагенти в наборі
- Індивідуальний буферний розчин



ТОВ «ХЛР»  
+38 067 814 05 00  
info@pmsd.com.ua

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

# ІФА тест Novel Coronavirus (2019-nCoV) антитіла IgM/IgG, 25 т/уп



Виробник: [Getein Biotech, Inc., Китай](#)  
Артикул: IF1084  
Наявність: **Під замовлення**  
Термін доставки: 30 днів

**Ціна – 5875 грн. за упаковку 25 тестів.**

**Примітка:** дані тести використовуються разом з ІФА-аналізатором **Getein1100** (ціна аналізатора **58000 грн.**). *При закупці 20 упаковок тестів аналізатор у подарунок!!!*

Впровадження сучасних тест-систем для виявлення COVID-19 та аналізатора Getein1100 – портативного імунофлуоресцентного аналізатора, який забезпечить точність результату та виключення візуальної похибки в отриманому результаті.

**НОВИЙ НАЙСУЧАСНІШИЙ ІФА тест (імунофлуоресцентний метод)  
(згідно з Наказом МОЗ № 2122 від 17.09.2020)**

- Швидкий результат вже через 10 хвилин.
- Напів-кількісний метод (результат відображається в COI).
- Просте та доступне кожному використанню. Всі реагенти в наборі.
- Хороша альтернатива класичному ІФА методу.
- Для виявлення наявності імунної відповіді та визначення факту перенесеного захворювання.
- Діагностика **Д-димеру, прокальцитоніну, СРБ та антитіл до 2019-nCoV IgM/IgG** згідно: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02 квітня 2020 року № 762 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 вересня 2020 року № 2116)



ТОВ «ХЛР»  
+38 067 814 05 00  
info@pmsd.com.ua

---

## ПРОТОКОЛ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

Розташування аналізатора можливе у визначених опорних медичних закладів, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію, так і в будь-яких інших закладах (ЦПСМД, лабораторіях, швидких допомогах, обласних лікарнях, поліклініках тощо) При аналізі за допомогою аналізатора Getein1100 виключаються візуальні похибки в інтерпретації результатів, хибно-позитивний або хибно-негативний результат.



ТОВ «ХЛР»  
+38 067 814 05 00  
info@pmsd.com.ua

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

### ІФА тест SARS-CoV-2 антиген (імунофлуоресценція, мазок з носоглотки/ротоглотки), 25 т/уп



Виробник: [Getein Biotech, Inc., Китай](#)

Артикул: IF1091

Наявність: **Під замовлення**

Срок доставки: **60 днів**

**Ціна – 5875 грн. за упаковку 25 тестів.**

**Примітка:** дані тести використовуються разом з ІФА-аналізатором **Getein1100 (ціна аналізатора 58000 грн.)**. *При закупці 20 упаковок тестів аналізатор у подарунок!!!*

Впровадження сучасних тест-систем для виявлення COVID-19 та аналізатора Getein1100 – портативного імунофлуоресцентного аналізатора, який забезпечить точність результату та виключення візуальної похибки в отриманому результаті.

НОВИЙ НАЙСУЧАСНІШИЙ ІФА швидкий-тест (імунофлуоресцентний метод)  
(згідно з Наказом МОЗ № 2122 від 17.09.2020)

Швидкий тест для діагностики *in vitro*: Експрес-тест SARS-CoV-2 антиген (мазок з носоглотки/ротоглотки)

- чутливість: до 99.1% - специфічність: до 99.6% - точність: до 99.3%
- Виявлення збудника з першого дня появи симптомів!
- Швидкий результат вже через 10 хвилин
- Просте та доступне кожному використанню. Всі реагенти в наборі
- Індивідуальний буферний розчин
- Швидкий результат вже через 15 хвилин.
- Напів-кількісний метод (результат відображається в COI).
- Просте та доступне кожному використанню. Всі реагенти в наборі.

- **АЛЬТЕРНАТИВА ПЛР!!!**



ТОВ «ХЛР»  
+38 067 814 05 00  
info@pmsd.com.ua

---

- За допомогою аналізатора **Getein1100** також можлива діагностика **Д-димеру, прокальцитоніну, СРБ та антитіл до 2019-nCoV IgM/IgG** згідно: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02 квітня 2020 року № 762 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 вересня 2020 року № 2116) ПРОТОКОЛ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

Розташування аналізатора можливе у визначених опорних медичних закладів, які надають медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію, так і в будь-яких інших закладах (ЦПСМД, лабораторіях, швидких допомогах, обласних лікарнях, поліклініках тощо) При аналізі за допомогою аналізатора Getein1100 виключаються візуальні похибки в інтерпретації результатів, хибно-позитивний або хибно-негативний результат.